

AKTION KEINE MACHT DEM
**HERZ
KASPER**



Eine Aktion von:



Deutsches Rotes Kreuz
Landesverband Brandenburg e.V.

Alleestr. 5 · 14469 Potsdam
Tel: 0331 2864-145 · Fax: 0331 2864-134

www.herzkasper.eu

Leben retten kann jeder!

Der plötzliche Herztod („Herzkasper“) tritt ohne Vorwarnung ein und kann jeden, zu jeder Zeit und überall treffen.

Eine der häufigsten Todesursachen – weltweit.

Helfen Sie den Herzkasper zu bekämpfen! Werden Sie zum Lebensretter! Mit einem kinderleicht zu bedienenden AED* wie dem LIFEPAK CR 2 ist das ganz einfach:

1 LIFEPAK CR 2 – der Profi an Ihrer Seite

Die eindeutige Bebilderung zusammen mit der klaren Sprachansage des LIFEPAK CR2 führen Sie souverän durch die Wiederbelebung. Selbst ungeschulte Anwender wissen sofort, was zu tun ist.

*AED = Automatisierter externer Defibrillator

2 Unterstützung während der Reanimation

Öffnen Sie im Notfall den Deckel und ziehen Sie an dem roten Handgriff. Der LIFEPAK CR2 leitet Sie sofort durch die Reanimation. Er überwacht während der gesamten Wiederbelebung die Herzrhythmusaktivität des Patienten vollautomatisch und entscheidet selbstständig ob und wann eine Defibrillation erfolgen muss.

3 Einfach in der Anwendung

Sie können die selben Elektroden sowohl zur Wiederbelebung von Erwachsenen als auch bei Kindern nutzen, ein Wechsel ist nicht erforderlich.

4 Verlässlichkeit durch Qualität

Mit 8 Jahren hat der LIFEPAK CR2 die längste Garantiedauer unter allen aktuell auf dem Markt erhältlichen AEDs. Der CR2 nutzt viele der Highend-Technologien der Profigeräte aus dem Hause Physio-Control, einem der Miterfinder des Notfalldefibrillators.

5 Geringer Wartungsaufwand

Durch die Haltbarkeit der Batterie und der Elektroden von bis zu 4 Jahren, ist der Wartungsaufwand minimal. Darüber hinaus können Sie jederzeit und von überallher mit Ihrem Smartphone oder Computer die Einsatzbereitschaft Ihres LIFEPAK CR2 überprüfen.



DRK-Landesverband Brandenburg e.V.
DRK-Landesverband Berliner Rotes Kreuz e.V.



AKTION KEINE MACHT DEM
**HERZ
KASPER**



Leitfaden für den Herznotfall

1 Bewusstlose Person

Laut ansprechen und anfassen!

Atmung prüfen
(Sehen, Hören, Fühlen)



Notruf absetzen,
AED holen lassen



112



2 Wiederbelebung

Oberkörper freimachen und sofort mit Kompressionen beginnen. **Beatmung:** Neigen Sie den Kopf des Betroffenen nach hinten. Beginnen Sie mit der Mund-zu-Mund-Beatmung.



5-6 cm
tief drücken
100-120 x
pro Min.



2 x
Beatmen
nach 30 x
Kompressionen




3 AED trifft ein



Deckel öffnen und
den Anweisungen folgen



Elektroden aufkleben



3 Schock erfolgt

Nach Aufforderung
Patienten nicht berühren.



Anweisung des AEDs folgen und nach Aufforderung
Kompressionen **wie in Abb. 2** dargestellt fortsetzen bis
der Rettungsdienst eintrifft.